

Generador de Ozono Médico



- Destruir de Ozono Incorporado
- 6 niveles de concentración de Ozono
- Diseño Compacto y Liviano
- Tecnología Alemana






Especificaciones



Modelo No.	AOT-MD-520
Flujo de oxígeno	1/32 L/min ----1 L/min
Concentración de ozono	4-92,5 mg/L ajustable con oxígeno
Destruccion de Ozono / Catalizador	Destruccion de ozono incorporado
Aplicación	Terapia con Ozono
Voltaje, Poder	110-220V CA, 15W
Tamaño del Producto	240* x 195* x 80mm,
Módulo de Ozono	Descarga de corona Electrodo de titanio y tubo de cuarzo
Cubierta	Pintura en polvo blanca
Paquete	310*310*140 mm
Peso Bruto	3,0 kg con paquete
Garantía	1 Año





Conexión para destructor de Ozono

Included accessories:

Conector macho Luer		2 piezas
Cerradura de 3 válvulas		1 pieza
Manguera de Silicona		2 metros
Difusor de piedra		2 piezas
Adaptador 100-240V		1 pieza

Tabla de Concentración

Unidad de concentración de ozono: 1mg/L=1ug/ml=1gamma

O3 Concentration Chart (unit : $\mu\text{g/ml}$)

	M1				M2	
Oxygen flow (L/min)	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1	4.4	5.3	6.1	6.9	12.6	15.8
3/4	5.7	6.7	7.8	8.7	15.9	21.6
1/2	8.9	10.4	11.9	13.2	22	37.3
1/4	16.5	19.2	21.8	24.1	39.7	51.5
1/8	26.2	30.2	33.9	37.2	62.8	72.8
1/16	38.4	43.9	48.5	52.0	82	89.9
1/32	/	/	/	/	86	92.5



Conexión con el tanque oxígeno:

Tanque de oxígeno

Regulador de oxígeno

Entrada de oxígeno



Conectar con concentrador de oxígeno:

¡NO AGREGUE AGUA al concentrador de oxígeno!

El generador de ozono necesita oxígeno puro y seco.

concentrador de oxígeno



medidor de flujo



Regulador de oxígeno:



AOT-OR-870



AOT-OR-540



AOT-OR-BN1

AOT-OR-BN2



Regulador de oxígeno

Flujo de oxígeno: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 2, 3, 4 L/min



Agua con ozono medicinal



Inyección de ozono



Tratamiento dental



Autohemoterapia mayor



Insuflación del oído



aceite de ozono



Terapia de la piel



Inyección intravenosa de
solución salina



Insuflación rectal



Terapia del dolor



Ginecología



Sauna de ozono

Beneficios de la Ozonoterapia

